

## 1. Materiaal

### Specifieke collectebus

(beschikbaar in het laboratorium)



**Het is mogelijk (voor sommige analyses) dat de collectebus een zure vloeistof bevat. De vloeistof niet weggieten en best niet direct in de collectebus urineren voor risico op brandwonden of spatten.**

## 2. Identificatie van de collectebus

Noteer uw naam, voornaam en geboortedatum op de collectebus of gebruik een klever van de ziekenkas. Geen gegevens op het deksel aanbrengen.

## 3. Werkwijze


**De totale hoeveelheid urine die tijdens 24u geproduceerd wordt moet verzameld worden.**

### In de ochtend

- Vervolledig het etiket van de collectebus met naam, voornaam en geboortedatum (of gebruik een klever van de ziekenkas).
- Urineer in het toilet en ledig de blaas volledig.  
Schrijf onmiddellijk de datum en het uur op het etiket van de collectebus = **startuur van de collectie**.

### Tijdens de 24u die volgen

- Alle urine (dag en nacht) moeten in de collectebus verzameld worden. Dit kan door de urine te verzamelen in een andere pot om vervolgens over te gieten of door direct in de collectebus te urineren (niet bij een recipiënt op zuur).
- De volgende dag op hetzelfde uur dan dat de collectie gestart is moet **de blaas nog een laatste keer geleegd worden in de collectebus en noteer de datum en het uur**.



**Centraal Labo Brussel**

Humaniteitslaan 116

1070 Brussel

[info@lbslab.be](mailto:info@lbslab.be)

**Centre d'activité Seraing**

Rue Verte 173

4100 Seraing (Liège)

[infocas@lbslab.be](mailto:infocas@lbslab.be)

#### 4. Bewaring en verzending

- Sluit de collectebus zorgvuldig om contaminatie en lekkage te voorkomen.
- **Bewaar de collectebus in de koelkast gedurende de hele duur van de collectie.**
- Breng naar een prikcentrum.

#### 5. Opmerkingen

De collectebussen van het laboratorium hebben een inhoud van 2 of 3 liter.

Als de inhoud onvoldoende is kan men een 2de of een 3de recipiënt gebruiken die nodig is om de volledige collectie van 24u te verzamelen (of in gelijk welk proper recipiënt **behalve bij analyses op zuur**).

#### 6. Illustratie



**Centraal Labo Brussel**

Humaniteitslaan 116

1070 Brussel

[info@lbslab.be](mailto:info@lbslab.be)

**Centre d'activité Seraing**

Rue Verte 173

4100 Seraing (Liège)

[infocas@lbslab.be](mailto:infocas@lbslab.be)